



安達思科技有限公司 AndesFit Ltd.

香港沙田科學園科技大道西八號 15 座尚湖樓 513 室
Unit 513, Lakeside 1, Bldg. 15, No.8 Science Park West Avenue,
Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong
Tel: 3595 1880 Fax: 2661 9845

Blood glucose meter ADF-B27

Application note for App developer

安達思科技有限公司

AndesFit Ltd.

香港沙田科學園科技大道西八號 15 座尚湖樓 513 室
Unit 513, Lakeside 1, Bldg. 15, No.8 Science Park West Avenue,
Hong Kong Science Park, New Territories, Hong Kong
Tel: 3595 1880 Fax: 2661 9845
Email: sales@andesfit.com | Website: <http://andesfit.com>



Device Name : Samico GL

Service UDID: FFF0

Write Characteristics UDID : FFF1

Notify Characteristics UDID : FFF4

Handshaking Write Data Packet format (10 Bytes) – 信息讀取包 00H

Byte No.	Description	Value
1	Initial Byte Code	5AH
2	Packet Length	0AH
3	Packet Type	00H
4	Year	00H-63H
5	Month	01H-0CH
6	Day	01H-1FH
7	Hour	00H-17H
8	Minute	00H-3BH
9	Second	00H-3BH
10	Check Sum	00F-FFH
Remark: Check sum=total (1-9)+2		



Notify Data Packet format (18 Bytes) – 血糖儀資訊返回包

Byte No.	Description	Value
1	Initial Byte Code	55H
2	Packet Length	12H
3	Packet Type	00H
4	MCU Version	20H
5	Client Code	00H-FFH
6	Battery Level	00H-64H
7	MCU Type	02H
8	MCU Model	00H-FFH
9	Model Serial No.	00H-FFH
10		00H-FFH
11		00H-FFH
12		00H-FFH
13		00H-FFH
14		00H-FFH
15		00H-FFH
16		00H-FFH
17		00H-FFH
18	Check Sum	00F-FFH



Notify Data Packet format (6 Bytes) – 測量過程計時倒數包

Byte No.	Description	Value
1	Initial Byte Code	55H
2	Packet Length	06H
3	Packet Type	02H
4	Reserved	XX
5	Seconds	00H-0AH
6	Check Sum	00F-FFH

Notify Data Packet format (12 Bytes) – 血糖儀返回測量資料包

Byte No.	Description	Value
1	Initial Byte Code	55H
2	Packet Length	0CH
3	Packet Type	03H
4	Year	00H-63H
5	Month	01H-0CH
6	Day	01H-1FH
7	Hour	00H-17H
8	Minute	00H-3BH
9	Second	00H-3BH
10	Glucose value	0000H-0190H
11		
12	Check Sum	00F-FFH

If Year > 40H then Year=(Year – 40H)

